

**30%  
OFF**

キャンペーン期間：2016年12月6日（火）～2017年2月24日（金）受注分まで

# CutSmart 制限酵素キャンペーン

必要なバッファーは  
1種類のみ

## CutSmart 制限酵素

CutSmart

210 種類以上の制限酵素を CutSmart バッファー中で切断できます！

**30%  
OFF**

CutSmart 制限酵素を  
30% OFF で提供します！  
1本より 30% OFF で購入できます。

**プレゼント**

CutSmart 制限酵素を 5 本以上一括購入の皆様へ  
ミニフリーズボックス\*を  
プレゼントします。

- 購入する CutSmart 制限酵素の数量、サイズの組合せは自由です。
- プレゼントご希望の方は「ミニフリーズボックスお申込用紙」を販売店様にお渡しください。

\* カタログ製品としても販売しています。



30%  
OFF

CutSmart 制限酵素

必要なバッファーは  
1種類のみ

製品名	製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
AatII	R0117S	500U	¥9,000	¥6,300
	R0117L	2,500U	¥36,000	¥25,200
AbaSI	R0665S	1,000U	¥19,500	¥13,650
Accl	R0161S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R0161L	5,000U	¥48,000	¥33,600
AciI	R0551S	200U	¥12,000	¥8,400
	R0551L	1,000U	¥48,000	¥33,600
AclI	R0598S	300U	¥12,000	¥8,400
	R0598L	1,500U	¥48,000	¥33,600
Acul	R0641S	300U	¥11,500	¥8,050
	R0641L	1,500U	¥46,000	¥32,200
AfeI	R0652S	200U	¥12,000	¥8,400
	R0652L	1,000U	¥48,000	¥33,600
AflII	R0520S	2,000U	¥11,000	¥7,700
	R0520L	10,000U	¥44,000	¥30,800
AgeI-HF	R3552S	300U	¥11,000	¥7,700
	R3552L	1,500U	¥44,000	¥30,800
AhdI	R0584S	1,000U	¥13,000	¥9,100
	R0584L	5,000U	¥52,000	¥36,400
AleI	R0634S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0634L	2,500U	¥48,000	¥33,600
AluI	R0137S	1,000U	¥10,000	¥7,000
	R0137L	5,000U	¥40,000	¥28,000
AlwI	R0513S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0513L	2,500U	¥48,000	¥33,600
AlwNI	R0514S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0514L	2,500U	¥48,000	¥33,600
ApaI	R0114S	5,000U	¥7,000	¥4,900
	R0114L	25,000U	¥28,000	¥19,600
ApaLI	R0507S	2,500U	¥11,500	¥8,050
	R0507L	12,500U	¥46,000	¥32,200
	R0507M*	12,500U	¥46,000	¥32,200
ApoI-HF	R3566S	1,000U	¥11,000	¥7,700
	R3566L	5,000U	¥44,000	¥30,800
AscI	R0558S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0558L	2,500U	¥48,000	¥33,600
AsiSI	R0630S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0630L	2,500U	¥48,000	¥33,600
AvaI	R0152S	2,000U	¥10,000	¥7,000
	R0152T*	2,000U	¥10,000	¥7,000
	R0152L	10,000U	¥40,000	¥28,000
	R0152M*	10,000U	¥40,000	¥28,000
AvaII	R0153S	2,000U	¥10,000	¥7,000
	R0153L	10,000U	¥40,000	¥28,000
	R0153M*	10,000U	¥40,000	¥28,000
AvrII	R0174S	100U	¥7,000	¥4,900
	R0174L	500U	¥28,000	¥19,600
BaeI	R0613S	250U	¥11,500	¥8,050
	R0613L	1,250U	¥46,000	¥32,200

製品名	製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
BamHI-HF	R3136S	10,000U	¥6,000	¥4,200
	R3136T*	10,000U	¥6,000	¥4,200
	R3136L	50,000U	¥24,000	¥16,800
	R3136M*	50,000U	¥24,000	¥16,800
BanI	R0118S	5,000U	¥11,000	¥7,700
	R0118L	25,000U	¥44,000	¥30,800
BanII	R0119S	2,000U	¥8,500	¥5,950
	R0119L	10,000U	¥34,000	¥23,800
BbsI-HF	R3539S	300U	¥12,000	¥8,400
	R3539L	1,500U	¥48,000	¥33,600
BbvCI	R0601S	100U	¥11,500	¥8,050
	R0601L	500U	¥46,000	¥32,200
BbvI	R0173S	300U	¥11,000	¥7,700
	R0173L	1,500U	¥44,000	¥30,800
BccI	R0704S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R0704L	5,000U	¥48,000	¥33,600
BciVI	R0596S	200U	¥11,500	¥8,050
	R0596L	1,000U	¥46,000	¥32,200
BcoDI	R0542S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R0542L	5,000U	¥48,000	¥33,600
BfaI	R0568S	500U	¥10,000	¥7,000
	R0568L	2,500U	¥40,000	¥28,000
BfuCI	R0636S	400U	¥11,000	¥7,700
	R0636L	2,000U	¥44,000	¥30,800
BlpI	R0585S	500U	¥13,000	¥9,100
	R0585L	2,500U	¥52,000	¥36,400
BmtI-HF	R3658S	300U	¥10,500	¥7,350
	R3658L	1,500U	¥42,000	¥29,400
BpuEI	R0633S	500U	¥12,000	¥8,400
BsaAI	R0531S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0531L	2,500U	¥48,000	¥33,600
BsaBI	R0537S	2,000U	¥12,000	¥8,400
	R0537L	10,000U	¥48,000	¥33,600
BsaHI	R0556S	2,000U	¥11,500	¥8,050
BsaI	R0535S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R0535L	5,000U	¥48,000	¥33,600
BsaI-HF	R3535S	1,000U	¥11,000	¥7,700
	R3535L	5,000U	¥44,000	¥30,800
BsaJI	R0536S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R0536L	5,000U	¥48,000	¥33,600
BsaWI	R0567S	250U	¥13,000	¥9,100
	R0567L	1,250U	¥52,000	¥36,400
BsaXI	R0609S	100U	¥12,000	¥8,400
	R0609L	500U	¥48,000	¥33,600
BseRI	R0581S	200U	¥13,000	¥9,100
	R0581L	1,000U	¥52,000	¥36,400
BsgI	R0559S	50U	¥12,000	¥8,400
	R0559L	250U	¥48,000	¥33,600

紫色はHF制限酵素

\* 高濃度品

# リストの 210 種類以上の制限酵素を CutSmart バッファーで切断!

製品名	製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
BsiEI	R0554S	1,000U	¥12,000	¥8,400
BsiHKAI	R0570S	1,000U	¥11,500	¥8,050
BsiWI-HF	R3553S	300U	¥12,000	¥8,400
	R3553L	1,500U	¥48,000	¥33,600
BsiI	R0555S	1,000U	¥11,500	¥8,050
	R0555L	5,000U	¥46,000	¥32,200
BsmAI	R0529S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R0529L	5,000U	¥48,000	¥33,600
BsmFI	R0572S	100U	¥12,500	¥8,750
	R0572L	500U	¥50,000	¥35,000
BsmI	R0134S	500U	¥11,000	¥7,700
	R0134L	2,500U	¥44,000	¥30,800
BsoBI	R0586S	10,000U	¥11,500	¥8,050
Bsp1286I	R0120S	500U	¥9,000	¥6,300
	R0120L	2,500U	¥36,000	¥25,200
BspCNI	R0624S	100U	¥11,500	¥8,050
BspDI	R0557S	2,000U	¥11,500	¥8,050
BspHI	R0517S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0517L	2,500U	¥48,000	¥33,600
BsrBI	R0102S	1,000U	¥11,000	¥7,700
	R0102L	5,000U	¥44,000	¥30,800
BsrFαI	R0682S	1,000U	¥11,500	¥8,050
	R0682L	5,000U	¥46,000	¥32,200
BsrGI-HF	R3575S	1,000U	¥11,000	¥7,700
	R3575L	5,000U	¥44,000	¥30,800
BssHII	R0199S	500U	¥7,000	¥4,900
	R0199L	2,500U	¥28,000	¥19,600
	R0199M*	2,500U	¥28,000	¥19,600
BssSαI	R0680S	200U	¥14,000	¥9,800
	R0680L	1,000U	¥56,000	¥39,200
BstAPI	R0654S	200U	¥16,500	¥11,550
	R0654L	1,000U	¥66,000	¥46,200
BstBI	R0519S	2,500U	¥11,000	¥7,700
	R0519L	12,500U	¥44,000	¥30,800
BstEII-HF	R3162S	2,000U	¥9,500	¥6,650
	R3162L	10,000U	¥38,000	¥26,600
	R3162M*	10,000U	¥38,000	¥26,600
BstUI	R0518S	1,000U	¥11,000	¥7,700
	R0518L	5,000U	¥44,000	¥30,800
BstZ171-HF	R3594S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R3594L	5,000U	¥48,000	¥33,600
Bsu36I	R0524S	1,000U	¥11,000	¥7,700
	R0524L	5,000U	¥44,000	¥30,800
BtgI	R0608S	1,000U	¥11,500	¥8,050
	R0608L	5,000U	¥46,000	¥32,200
BtgZI	R0703S	100U	¥12,000	¥8,400
	R0703L	500U	¥48,000	¥33,600
BtsCI	R0647S	2,000U	¥12,500	¥8,750
	R0647L	10,000U	¥50,000	¥35,000

製品名	製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
BtsαI	R0667S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0667L	2,500U	¥48,000	¥33,600
BtsIMutI	R0664S	100U	¥17,500	¥12,250
Cac8I	R0579S	100U	¥13,000	¥9,100
	R0579L	500U	¥52,000	¥36,400
ClaI	R0197S	1,000U	¥8,500	¥5,950
	R0197L	5,000U	¥34,000	¥23,800
CspCI	R0645S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0645L	2,500U	¥48,000	¥33,600
CviAII	R0640S	200U	¥11,500	¥8,050
	R0640L	1,000U	¥46,000	¥32,200
CviKI-1	R0710S	250U	¥12,500	¥8,750
	R0710L	1,250U	¥50,000	¥35,000
DdeI	R0175S	1,000U	¥8,500	¥5,950
	R0175L	5,000U	¥34,000	¥23,800
DpnI	R0176S	1,000U	¥10,000	¥7,000
	R0176L	5,000U	¥40,000	¥28,000
DraI	R0129S	2,000U	¥7,000	¥4,900
	R0129L	10,000U	¥28,000	¥19,600
DraIII-HF	R3510S	1,000U	¥11,000	¥7,700
	R3510L	5,000U	¥44,000	¥30,800
DrdI	R0530S	300U	¥12,000	¥8,400
	R0530L	1,500U	¥48,000	¥33,600
EaeI	R0508S	200U	¥7,500	¥5,250
	R0508L	1,000U	¥30,000	¥21,000
EagI-HF	R3505S	500U	¥10,000	¥7,000
	R3505L	2,500U	¥40,000	¥28,000
	R3505M*	2,500U	¥40,000	¥28,000
EarI	R0528S	500U	¥11,500	¥8,050
	R0528L	2,500U	¥46,000	¥32,200
EciI	R0590S	100U	¥11,500	¥8,050
	R0590L	500U	¥46,000	¥32,200
Eco53kI	R0116S	1,000U	¥9,500	¥6,650
	R0116L	5,000U	¥38,000	¥26,600
EcoNI	R0521S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R0521L	5,000U	¥48,000	¥33,600
EcoO109I	R0503S	2,000U	¥10,000	¥7,000
EcoRI-HF	R3101S	10,000U	¥6,000	¥4,200
	R3101T*	10,000U	¥6,000	¥4,200
	R3101L	50,000U	¥24,000	¥16,800
	R3101M*	50,000U	¥24,000	¥16,800
EcoRV-HF	R3195S	4,000U	¥8,500	¥5,950
	R3195T*	4,000U	¥8,500	¥5,950
	R3195L	20,000U	¥34,000	¥23,800
	R3195M*	20,000U	¥34,000	¥23,800
FauI	R0651S	200U	¥12,000	¥8,400
	R0651L	1,000U	¥48,000	¥33,600

紫色はHF制限酵素

\* 高濃度品



製品名	製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
Fnu4HI	R0178S	200U	¥11,000	¥7,700
	R0178L	1,000U	¥44,000	¥30,800
FokI	R0109S	1,000U	¥10,000	¥7,000
	R0109L	5,000U	¥40,000	¥28,000
FseI	R0588S	100U	¥13,000	¥9,100
	R0588L	500U	¥52,000	¥36,400
FspEI	R0662S	200U	¥19,500	¥13,650
	R0662L	1,000U	¥78,000	¥54,600
FspI	R0135S	500U	¥11,000	¥7,700
	R0135L	2,500U	¥44,000	¥30,800
HaeII	R0107S	2,000U	¥9,500	¥6,650
	R0107L	10,000U	¥38,000	¥26,600
HaeIII	R0108S	3,000U	¥7,000	¥4,900
	R0108T*	3,000U	¥7,000	¥4,900
	R0108L	15,000U	¥28,000	¥19,600
	R0108M*	15,000U	¥28,000	¥19,600
HhaI	R0139S	2,000U	¥8,500	¥5,950
	R0139L	10,000U	¥34,000	¥23,800
HindIII-HF	R3104S	10,000U	¥6,000	¥4,200
	R3104T*	10,000U	¥6,000	¥4,200
	R3104L	50,000U	¥24,000	¥16,800
	R3104M*	50,000U	¥24,000	¥16,800
HinfI	R0155S	5,000U	¥9,000	¥6,300
	R0155T*	5,000U	¥9,000	¥6,300
	R0155L	25,000U	¥36,000	¥25,200
	R0155M*	25,000U	¥36,000	¥25,200
HinPII	R0124S	2,000U	¥11,000	¥7,700
	R0124L	10,000U	¥44,000	¥30,800
HpaI	R0105S	500U	¥8,500	¥5,950
	R0105L	2,500U	¥34,000	¥23,800
HpaII	R0171S	2,000U	¥10,000	¥7,000
	R0171L	10,000U	¥40,000	¥28,000
	R0171M*	10,000U	¥40,000	¥28,000
HphI	R0158S	1,000U	¥10,000	¥7,000
	R0158L	5,000U	¥40,000	¥28,000
Hpy166II	R0616S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R0616L	5,000U	¥48,000	¥33,600
Hpy188I	R0617S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R0617L	5,000U	¥48,000	¥33,600
Hpy188III	R0622S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0622L	2,500U	¥48,000	¥33,600
Hpy99I	R0615S	100U	¥12,000	¥8,400
	R0615L	500U	¥48,000	¥33,600
HpyAV	R0621S	100U	¥12,000	¥8,400
	R0621L	500U	¥48,000	¥33,600
HpyCH4III	R0618S	250U	¥12,000	¥8,400
	R0618L	1,250U	¥48,000	¥33,600
HpyCH4IV	R0619S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0619L	2,500U	¥48,000	¥33,600

製品名	製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
HpyCH4V	R0620S	100U	¥12,000	¥8,400
	R0620L	500U	¥48,000	¥33,600
I-CeuI	R0699S	500U	¥13,000	¥9,100
	R0699L	2,500U	¥52,000	¥36,400
I-SceI	R0694S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0694L	2,500U	¥48,000	¥33,600
KasI	R0544S	250U	¥7,500	¥5,250
	R0544L	1,250U	¥30,000	¥21,000
KpnI-HF	R3142S	4,000U	¥6,000	¥4,200
	R3142L	20,000U	¥24,000	¥16,800
	R3142M*	20,000U	¥24,000	¥16,800
LpnPI	R0663S	200U	¥19,500	¥13,650
MboI	R0147S	500U	¥7,500	¥5,250
	R0147L	2,500U	¥30,000	¥21,000
	R0147M*	2,500U	¥30,000	¥21,000
MboII	R0148S	300U	¥8,000	¥5,600
	R0148L	1,500U	¥32,000	¥22,400
MfeI	R0589S	500U	¥13,000	¥9,100
	R0589L	2,500U	¥52,000	¥36,400
MfeI-HF	R3589S	500U	¥12,000	¥8,400
	R3589L	2,500U	¥48,000	¥33,600
MluI-HF	R3198S	1,000U	¥8,500	¥5,950
	R3198L	5,000U	¥34,000	¥23,800
MluCI	R0538S	1,000U	¥10,000	¥7,000
	R0538L	5,000U	¥40,000	¥28,000
MlyI	R0610S	1,000U	¥11,500	¥8,050
	R0610L	5,000U	¥46,000	¥32,200
MmeI	R0637S	100U	¥12,000	¥8,400
	R0637L	500U	¥48,000	¥33,600
MnII	R0163S	500U	¥11,000	¥7,700
	R0163L	2,500U	¥44,000	¥30,800
MscI	R0534S	250U	¥12,500	¥8,750
	R0534L	1,250U	¥50,000	¥35,000
	R0534M*	1,250U	¥50,000	¥35,000
MseI	R0525S	500U	¥11,000	¥7,700
	R0525L	2,500U	¥44,000	¥30,800
	R0525M*	2,500U	¥44,000	¥30,800
MslII	R0571S	500U	¥12,500	¥8,750
	R0571L	2,500U	¥50,000	¥35,000
MspAII	R0577S	500U	¥12,500	¥8,750
	R0577L	2,500U	¥50,000	¥35,000
MspI	R0106S	5,000U	¥10,000	¥7,000
	R0106T*	5,000U	¥10,000	¥7,000
	R0106L	25,000U	¥40,000	¥28,000
	R0106M*	25,000U	¥40,000	¥28,000
MspJI	R0661S	200U	¥19,500	¥13,650
	R0661L	1,000U	¥78,000	¥54,600

紫色はHF制限酵素

\* 高濃度品

## リストの 210 種類以上の制限酵素を CutSmart バッファーで切断！

製品名	製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
MwoI	R0573S	500U	¥12,500	¥8,750
	R0573L	2,500U	¥50,000	¥35,000
NaeI	R0190S	500U	¥9,500	¥6,650
	R0190L	2,500U	¥38,000	¥26,600
NarI	R0191S	500U	¥9,500	¥6,650
	R0191L	2,500U	¥38,000	¥26,600
Nb.BbvCI	R0631S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R0631L	5,000U	¥48,000	¥33,600
Nb.BsrDI	R0648S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R0648L	5,000U	¥48,000	¥33,600
Nb.BtsI	R0707S	1,000U	¥12,500	¥8,750
	R0707L	5,000U	¥50,000	¥35,000
NciI	R0196S	2,000U	¥9,500	¥6,650
	R0196L	10,000U	¥38,000	¥26,600
NcoI-HF	R3193S	1,000U	¥9,000	¥6,300
	R3193L	5,000U	¥36,000	¥25,200
	R3193M*	5,000U	¥36,000	¥25,200
NdeI	R0111S	4,000U	¥10,000	¥7,000
	R0111L	20,000U	¥40,000	¥28,000
NgoMIV	R0564S	1,000U	¥11,500	¥8,050
	R0564L	5,000U	¥46,000	¥32,200
NheI-HF	R3131S	1,000U	¥10,000	¥7,000
	R3131L	5,000U	¥40,000	¥28,000
	R3131M*	5,000U	¥40,000	¥28,000
NlaIII	R0125S	500U	¥11,000	¥7,700
	R0125L	2,500U	¥44,000	¥30,800
NlaIV	R0126S	200U	¥11,000	¥7,700
	R0126L	1,000U	¥44,000	¥30,800
NmeAIII	R0711S	250U	¥12,500	¥8,750
NotI-HF	R3189S	500U	¥9,000	¥6,300
	R3189L	2,500U	¥36,000	¥25,200
	R3189M*	2,500U	¥36,000	¥25,200
NruI-HF	R3192S	1,000U	¥8,500	¥5,950
	R3192L	5,000U	¥34,000	¥23,800
NsiI-HF	R3127S	1,000U	¥8,500	¥5,950
	R3127L	5,000U	¥34,000	¥23,800
NspI	R0602S	250U	¥12,000	¥8,400
	R0602L	1,250U	¥48,000	¥33,600
Nt.AlwI	R0627S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0627L	2,500U	¥48,000	¥33,600
Nt.BbvCI	R0632S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R0632L	5,000U	¥48,000	¥33,600
Nt.BsmAI	R0121S	500U	¥11,500	¥8,050
	R0121L	2,500U	¥46,000	¥32,200
PacI	R0547S	250U	¥12,000	¥8,400
	R0547L	1,250U	¥48,000	¥33,600
PaeR7I	R0177S	2,000U	¥9,500	¥6,650
	R0177L	10,000U	¥38,000	¥26,600

製品名	製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
PflFI	R0595S	2,000U	¥11,500	¥8,050
PleI	R0515S	1,000U	¥11,500	¥8,050
PluTI	R0713S	500U	¥13,000	¥9,100
PmeI	R0560S	500U	¥13,000	¥9,100
	R0560L	2,500U	¥52,000	¥36,400
PmlI	R0532S	2,000U	¥11,500	¥8,050
	R0532L	10,000U	¥46,000	¥32,200
PpuMI	R0506S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0506L	2,500U	¥48,000	¥33,600
PshAI	R0593S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R0593L	5,000U	¥48,000	¥33,600
PsiI	R0657S	200U	¥21,000	¥14,700
	R0657L	1,000U	¥84,000	¥58,800
PspGI	R0611S	1,000U	¥11,500	¥8,050
PspOMI	R0653S	1,500U	¥10,500	¥7,350
	R0653L	7,500U	¥42,000	¥29,400
PspXI	R0656S	200U	¥12,000	¥8,400
	R0656L	1,000U	¥48,000	¥33,600
PstI-HF	R3140S	10,000U	¥7,000	¥4,900
	R3140T*	10,000U	¥7,000	¥4,900
	R3140L	50,000U	¥28,000	¥19,600
	R3140M*	50,000U	¥28,000	¥19,600
PvuI-HF	R3150S	500U	¥7,500	¥5,250
	R3150L	2,500U	¥30,000	¥21,000
PvuII-HF	R3151S	5,000U	¥8,500	¥5,950
	R3151L	25,000U	¥34,000	¥23,800
	R3151M*	25,000U	¥34,000	¥23,800
RsaI	R0167S	1,000U	¥8,500	¥5,950
	R0167L	5,000U	¥34,000	¥23,800
RsrII	R0501S	500U	¥9,500	¥6,650
	R0501L	2,500U	¥38,000	¥26,600
SacI-HF	R3156S	2,000U	¥7,000	¥4,900
	R3156L	10,000U	¥28,000	¥19,600
	R3156M*	10,000U	¥28,000	¥19,600
SacII	R0157S	2,000U	¥9,000	¥6,300
	R0157L	10,000U	¥36,000	¥25,200
SalI-HF	R3138S	2,000U	¥6,000	¥4,200
	R3138T*	2,000U	¥6,000	¥4,200
	R3138L	10,000U	¥24,000	¥16,800
	R3138M*	10,000U	¥24,000	¥16,800
SapI	R0569S	250U	¥12,000	¥8,400
	R0569L	1250U	¥48,000	¥33,600
Sau96I	R0165S	1,000U	¥9,000	¥6,300
	R0165L	5,000U	¥36,000	¥25,200
SbfI	R0642S	500U	¥9,500	¥6,650
	R0642L	2,500U	¥38,000	¥26,600
SbfI-HF	R3642S	500U	¥8,500	¥5,950
	R3642L	2,500U	¥34,000	¥23,800

30%  
OFF

CutSmart 制限酵素

必要なバッファーは  
1種類のみ



製品名	製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
ScaI-HF	R3122S	1,000U	¥7,000	¥4,900
	R3122L	5,000U	¥28,000	¥19,600
	R3122M*	5,000U	¥28,000	¥19,600
ScrFI	R0110S	1,000U	¥11,000	¥7,700
	R0110L	5,000U	¥44,000	¥30,800
SexAI	R0605S	200U	¥12,000	¥8,400
	R0605L	1,000U	¥48,000	¥33,600
SfcI	R0561S	200U	¥11,500	¥8,050
	R0561L	1,000U	¥46,000	¥32,200
SfiI	R0123S	3,000U	¥11,000	¥7,700
	R0123L	15,000U	¥44,000	¥30,800
SfoI	R0606S	500U	¥11,500	¥8,050
	R0606L	2,500U	¥46,000	¥32,200
SgrAI	R0603S	1,000U	¥12,000	¥8,400
	R0603L	5,000U	¥48,000	¥33,600
SmaI	R0141S	2,000U	¥8,500	¥5,950
	R0141L	10,000U	¥34,000	¥23,800
SmlI	R0597S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0597L	2,500U	¥48,000	¥33,600
SnaBI	R0130S	500U	¥9,500	¥6,650
	R0130L	2,500U	¥38,000	¥26,600
	R0130M*	2,500U	¥38,000	¥26,600
SpeI	R0133S	500U	¥8,500	¥5,950
	R0133L	2,500U	¥34,000	¥23,800
	R0133M*	2,500U	¥34,000	¥23,800
SpeI-HF	R3133S	500U	¥8,500	¥5,950
	R3133L	2,500U	¥34,000	¥23,800
	R3133M*	2,500U	¥34,000	¥23,800
SphI-HF	R3182S	500U	¥7,000	¥4,900
	R3182L	2,500U	¥28,000	¥19,600
	R3182M*	2,500U	¥28,000	¥19,600
SrfI	R0629S	500U	¥15,000	¥10,500
	R0629L	2,500U	¥67,500	¥47,250
SspI-HF	R3132S	1,000U	¥8,500	¥5,950
	R3132L	5,000U	¥34,000	¥23,800
	R3132M*	5,000U	¥34,000	¥23,800

製品名	製品番号	容量	希望小売価格	特別価格
StuI	R0187S	1,000U	¥9,000	¥6,300
	R0187L	5,000U	¥36,000	¥25,200
	R0187M*	5,000U	¥36,000	¥25,200
StyD4I	R0638S	200U	¥11,500	¥8,050
StyI-HF	R3500S	3,000U	¥9,000	¥6,300
	R3500L	15,000U	¥36,000	¥25,200
TaqαI	R0149S	4,000U	¥8,500	¥5,950
	R0149T*	4,000U	¥8,500	¥5,950
	R0149L	20,000U	¥34,000	¥23,800
	R0149M*	20,000U	¥34,000	¥23,800
TfiI	R0546S	500U	¥12,000	¥8,400
	R0546L	2,500U	¥48,000	¥33,600
TseI	R0591S	75U	¥11,500	¥8,050
	R0591L	375U	¥46,000	¥32,200
Tsp45I	R0583S	200U	¥12,500	¥8,750
	R0583L	1,000U	¥50,000	¥35,000
TspMI	R0709S	200U	¥12,500	¥8,750
TspRI	R0582S	1,000U	¥13,000	¥9,100
	R0582L	5,000U	¥52,000	¥36,400
Tth111I	R0185S	400U	¥7,500	¥5,250
	R0185L	2,000U	¥30,000	¥21,000
XbaI	R0145S	3,000U	¥9,000	¥6,300
	R0145T*	3,000U	¥9,000	¥6,300
	R0145L	15,000U	¥36,000	¥25,200
	R0145M*	15,000U	¥36,000	¥25,200
XhoI	R0146S	5,000U	¥7,000	¥4,900
	R0146L	25,000U	¥28,000	¥19,600
	R0146M*	25,000U	¥28,000	¥19,600
XmaI	R0180S	500U	¥8,500	¥5,950
	R0180L	2,500U	¥34,000	¥23,800
	R0180M*	2,500U	¥34,000	¥23,800
XmnI	R0194S	1,000U	¥10,000	¥7,000
	R0194L	5,000U	¥40,000	¥28,000
ZraI	R0659S	200U	¥11,500	¥8,050
	R0659L	1,000U	¥46,000	¥32,200

紫色はHF制限酵素

\* 高濃度品

ご質問は弊社テクニカルサポート（Tel：0120-963-650、E-mail：tech.jp@neb.com）までお問い合わせください。



NEW ENGLAND  
BioLabs<sup>®</sup>  
Japan Inc.  
ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社  
〒130-0022  
東京都墨田区江東橋2-2-3倉持ビル第2  
カスタマーサービス  
電話：03-5669-6193 FAX：03-5669-6194  
テクニカルサポート  
電話：0120-963-650 FAX：03-5669-6194  
Email: tech.jp@neb.com Web-site: www.nebj.jp

